

Stehbrett Steh-Podium



Ausstattung

Für **kleinste** bis **große** Patienten

Einzigartige **Garantie von 20 Monaten**


Nachverfolgbar durch eingravierte **Serien-Nummer**

Übersichtlich bebilderte **Gebrauchsanweisung**

+ **Adaption zum nächstgrößeren Stehbrett**
jederzeit möglich

+ **Silikonring zum Schutz** vor Verletzungen
und Beschädigungen

+ **Laufräder mit Feststellbremse**
zur Fixierung am Stehplatz



Basis

Komplett montiert als Einheit und als Kombiprodukt
für einen übersichtlichen Kostenvoranschlag sowie
eine schnelle und unkomplizierte Bestellung

+ **Genau** Anpassung über **Justierkerne**

+ Leichtes **Entkoppeln** der Körperschale

+ Wachstumsbedingte **Höhenanpassung**

+ **Sichere Befestigung** der Körperschale mit den Fuß-
teilen auf der Haltungsplatte und oben im Beckenbereich

+ **Kompatibel** mit der Verbindungsplatte
zum Leicht-Walker und zum Foot-Walker

Auf Wunsch liefern wir eine **extra breite**
Verbindungsplatte für größere Fußabstandsfläche



Artikel-Nr.	Körpergrößenklassifizierung	Brett (T -B)	Verbindungsplatte	für Fußabstand (Fersenmitte)
Stehbrett-klein	60 cm bis 100 cm	40 cm x 40 cm	25 cm x 16 cm	23 cm bis 8 cm
Stehbrett-mittel	80 cm bis 130 cm	45 cm x 45 cm	32 cm x 19 cm	30 cm bis 12 cm
Stehbrett-groß	120 cm bis 160 cm	50 cm x 50 cm	39 cm x 22 cm	36 cm bis 18 cm
Stehbrett-groß-breit	120 cm bis 160 cm	50 cm x 70 cm	39 cm x 22 cm	36 cm bis 18 cm

Mit Kippschutz zur Verhinderung des Umkippens nach hinten



Artikel-Nr. Kombiprodukt	Körpergrößenklassifizierung	Brett (T -B)	Verbindungsplatte	für Fußabstand (Fersenmitte)
Stehbrett-KS-klein	60 cm bis 100 cm	40 cm x 40 cm	25 cm x 16 cm	23 cm bis 8 cm
Stehbrett-KS-mittel	80 cm bis 130 cm	45 cm x 45 cm	32 cm x 19 cm	30 cm bis 12 cm
Stehbrett-KS-groß	120 cm bis 160 cm	50 cm x 50 cm	39 cm x 22 cm	36 cm bis 18 cm
Stehbrett-KS-groß-breit	120 cm bis 160 cm	50 cm x 70 cm	39 cm x 22 cm	36 cm bis 18 cm

Mit Handgriffen zum Ablegen der Hände



Artikel-Nr. Kombiprodukt	Körpergrößenklassifizierung	Brett (T -B)	Verbindungsplatte	für Fußabstand (Fersenmitte)
Stehbrett-HG-klein	60 cm bis 100 cm	40 cm x 40 cm	25 cm x 16 cm	23 cm bis 8 cm
Stehbrett-HG-mittel	80 cm bis 130 cm	45 cm x 45 cm	32 cm x 19 cm	30 cm bis 12 cm
Stehbrett-HG-groß	120 cm bis 160 cm	50 cm x 50 cm	39 cm x 22 cm	36 cm bis 18 cm
Stehbrett-HG-groß-breit	120 cm bis 160 cm	50 cm x 70 cm	39 cm x 22 cm	36 cm bis 18 cm

Mit Handgriffen und Kippschutz





Artikel-Nr. Kombiprodukt	Körpergrößenklassifizierung	Brett (T -B)	Verbindungsplatte	für Fußabstand (Fersenmitte)
Stehbrett-HG-KS-klein	60 cm bis 100 cm	40 cm x 40 cm	25 cm x 16 cm	23 cm bis 8 cm
Stehbrett-HG-KS-mittel	80 cm bis 130 cm	45 cm x 45 cm	32 cm x 19 cm	30 cm bis 12 cm
Stehbrett-HG-KS-groß	120 cm bis 160 cm	50 cm x 50 cm	39 cm x 22 cm	36 cm bis 18 cm
Stehbrett-HG-KS-groß-breit	120 cm bis 160 cm	50 cm x 70 cm	39 cm x 22 cm	36 cm bis 18 cm


Körperschale mit Verbindungsplatte

Nur eine exakte Fußbettung und Aufrichtung des oberen Sprunggelenks ermöglicht die korrekte Lagerung der Hüft- und Kniegelenke.


Durch die Körperschale nach Maß werden über die korrekten Anlagepunkte die primären Deformitäten gestützt und den möglichen sekundären Deformitäten gezielt entgegen-gewirkt.




mitwachsend




Standsicherung



Stoßschutz




mit 3 Punkte Fixierung




abtrennbar

Körperlotübungen



HG = Handgriff



KS = Kippschutz